

Автор:	Воробьев Петр
Дата:	14.03.2017
Версия:	1.0

Создание микроорганизмов в ЛИС «АльфаЛАБ»

Инструкция



Оглавление

1	ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА.....	3
2	ПЕРЕХОД В СПРАВОЧНИК «МИКРООРГАНИЗМЫ».....	4
3	СОЗДАНИЕ МИКРООРГАНИЗМА.....	5
4	РЕДАКТИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМА	6
5	СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ	7




1 Цели документа

Документ описывает порядок действий при создании и редактировании микроорганизмов в ЛИС «АльфаЛАБ».




2 Переход в справочник «Микроорганизмы»

Через меню справочников:



3 Создание микроорганизма

1. Нажмите кнопку «Добавить новую запись».



Настройка справочника "Микроорганизмы" - Abiotrophia defectiva

Добавить новую запись

Название	Код
<input checked="" type="checkbox"/> Abiotrophia defectiva	SDF
<input type="checkbox"/> Achromobacter denitrificans	PAD
<input type="checkbox"/> Achromobacter xylosoxidans	PHY
<input type="checkbox"/> Acinetobacter baumannii	PDB
<input type="checkbox"/> Acinetobacter baumannii complex	PTX
<input type="checkbox"/> Acinetobacter calcoaceticus	PDT
<input type="checkbox"/> Acinetobacter haemolyticus	PDH
<input type="checkbox"/> Acinetobacter johnsonii	PDJ
<input type="checkbox"/> Acinetobacter junii	PDU
<input type="checkbox"/> Acinetobacter lwoffii	PDL
<input type="checkbox"/> Acinetobacter radioresistens	PDY
<input type="checkbox"/> Acinetobacter ursingii	PDR
<input type="checkbox"/> Actinobacillus pleuropneumoniae	TOP
<input type="checkbox"/> Actinobacillus rossii	TOO
<input type="checkbox"/> Actinobacillus suis	TOS
<input type="checkbox"/> Actinobacillus ureae	TSU
<input type="checkbox"/> Actinomyces europaeus	AAU
<input type="checkbox"/> Actinomyces meyeri	AAU

Количество элементов: 755 (отмечено: 0)

Название: Abiotrophia defectiva

Альтернативное название: Abiotrophia defectiva

Код: SDF Порядок: 0 Сокращение: abidef

Код в экспертной системе: ☐ Разрешить быстрое добавление микроорганизма


Связанные справочники

Классификация | Профили тестов на чувствительность

Категория	Признак
-----------	---------

Сброс Сохранить Выйти

2. Введите информацию по микроорганизму в соответствующие поля: «Название», «Код», «Сокращение» (при необходимости).



Настройка справочника "Микроорганизмы" - (новый)

Элементы справочника:

Название	Код
<input type="checkbox"/> Achromobacter xylosoxidans	PHY
<input type="checkbox"/> Acinetobacter baumannii	PDB
<input type="checkbox"/> Acinetobacter baumannii complex	PTX
<input type="checkbox"/> Acinetobacter calcoaceticus	PDT
<input type="checkbox"/> Acinetobacter haemolyticus	PDH
<input type="checkbox"/> Acinetobacter johnsonii	PDJ
<input type="checkbox"/> Acinetobacter junii	PDU
<input type="checkbox"/> Acinetobacter lwoffii	PDL
<input type="checkbox"/> Acinetobacter radioresistens	PDY
<input type="checkbox"/> Acinetobacter ursingii	PDR
<input type="checkbox"/> Actinobacillus pleuropneumoniae	TOP
<input type="checkbox"/> Actinobacillus rossii	TOO
<input type="checkbox"/> Actinobacillus suis	TOS
<input type="checkbox"/> Actinobacillus ureae	TSU
<input type="checkbox"/> Actinomyces europaeus	AAU
<input type="checkbox"/> Actinomyces meyeri	AAU
<input type="checkbox"/> Actinomyces neuii	GAA
<input type="checkbox"/> Actinomyces neuii ssp anitratus	AAA

Количество элементов: 755 (отмечено: 0)

Название:

Альтернативное название:

Код: 8 Порядок: 0 Сокращение:

Код в экспертной системе: ☐ Разрешить быстрое добавление микроорганизма

Связанные справочники

Классификация | Профили тестов на чувствительность


Категория	Признак
-----------	---------

Сброс Сохранить Выйти

3. Для подтверждения ввода микроорганизма нажмите кнопку «Сохранить», либо нажмите кнопку «Сброс» если сохранение не требуется.

4 Редактирование микроорганизма

1. Перейдите в справочник «Микроорганизмы» (см. п. 2)
2. Выберите слева необходимый микроорганизм (установить курсор на нужный элемент)



Настройка справочника "Микроорганизмы" - Actinomyces neuii ssp anitratus

Элементы справочника:

Название	Код
<input type="checkbox"/> Acinetobacter lwoffii	PDL
<input type="checkbox"/> Acinetobacter radioresistens	PDY
<input type="checkbox"/> Acinetobacter ursingii	PDR
<input type="checkbox"/> Actinobacillus pleuropneumoniae	TOP
<input type="checkbox"/> Actinobacillus rossii	TOO
<input type="checkbox"/> Actinobacillus suis	TOS
<input type="checkbox"/> Actinobacillus ureae	TSU
<input type="checkbox"/> Actinomyces europaeus	AAU
<input type="checkbox"/> Actinomyces meyeri	AAM
<input type="checkbox"/> Actinomyces neuii	GAA
<input checked="" type="checkbox"/> Actinomyces neuii ssp anitratus	AAA
<input type="checkbox"/> Actinomyces neuii ssp neuii	AAC
<input type="checkbox"/> Actinomyces odontolyticus	AAO
<input type="checkbox"/> Actinomyces radingae	AAR
<input type="checkbox"/> Actinomyces turicensis	AAT
<input type="checkbox"/> Actinomyces viscosus	AAV
<input type="checkbox"/> Aerococcus urinae	CAU
<input type="checkbox"/> Aerococcus viridans	CDF

Количество элементов: 755 (отмечено: 0)

Настройка:

Название: Actinomyces neuii ssp anitratus

Альтернативное название: Actinomyces neuii ssp anitratus

Код: AAA Порядок: 0 Сокращение: AAA

Код в экспертной системе: ☐ Разрешить быстрое добавление микроорганизма


Связанные справочники

Классификация | Профили тестов на чувствительность

Категория: Признак:

Сброс Сохранить Выйти

3. Справа отредактируйте необходимые поля – «Название», «Альтернативное название», «Код» и т.д.



Настройка справочника "Микроорганизмы" - Actinomyces neuii ssp anitratus

Элементы справочника:

Название	Код
<input type="checkbox"/> Acinetobacter lwoffii	PDL
<input type="checkbox"/> Acinetobacter radioresistens	PDY
<input type="checkbox"/> Acinetobacter ursingii	PDR
<input type="checkbox"/> Actinobacillus pleuropneumoniae	TOP
<input type="checkbox"/> Actinobacillus rossii	TOO
<input type="checkbox"/> Actinobacillus suis	TOS
<input type="checkbox"/> Actinobacillus ureae	TSU
<input type="checkbox"/> Actinomyces europaeus	AAU
<input type="checkbox"/> Actinomyces meyeri	AAM
<input type="checkbox"/> Actinomyces neuii	GAA
<input checked="" type="checkbox"/> Actinomyces neuii ssp anitratus	AAA
<input type="checkbox"/> Actinomyces neuii ssp neuii	AAC
<input type="checkbox"/> Actinomyces odontolyticus	AAO
<input type="checkbox"/> Actinomyces radingae	AAR
<input type="checkbox"/> Actinomyces turicensis	AAT
<input type="checkbox"/> Actinomyces viscosus	AAV
<input type="checkbox"/> Aerococcus urinae	CAU
<input type="checkbox"/> Aerococcus viridans	CDF

Количество элементов: 755 (отмечено: 0)

Настройка:

Название: Actinomyces neuii ssp anitratus

Альтернативное название: Actinomyces neuii ssp anitratus

Код: AAA Порядок: 0 Сокращение: AAA

Код в экспертной системе: ☐ Разрешить быстрое добавление микроорганизма

Связанные справочники

Классификация | Профили тестов на чувствительность

Категория: Признак:

Сброс Сохранить Выйти

4. Для подтверждения корректировок нажмите кнопку «Сохранить», либо нажмите кнопку «Сброс» если сохранение не требуется.



5 Список изменений

Дата	Версия	Сотрудник	Описание

